

## Legenda

**A** Riferimento alla Veglia (Awake).

**S** Riferimento al Sonno (Sleep).

**BTI** (Bruxism Time Index)

Percentuale di tempo con episodi di Bruxismo durante la durata dell'holter.

**BWI** (Bruxism Work Index)

Percentuale di lavoro muscolare durante gli episodi di Bruxismo rispetto al lavoro potenziale del più alto picco di potenza registrato se fosse stato mantenuto invariato durante tutti gli episodi di Bruxismo.

**MTI** (Masseter Time Index)

Percentuale di tempo con attività del muscolo Massetere rispetto alla durata dell'holter.

**MWI** (Masseter Work Index)

Percentuale di lavoro muscolare eseguito dal muscolo Massetere rispetto al lavoro potenziale dello stesso Massetere se il picco massimo di potenza registrato fosse stato mantenuto invariato durante tutta la durata dell'holter.

## Valori medi

Riscontrati su una popolazione di 125 individui in cui l'unico **criterio di esclusione** è stato la presenza di semeiotica positiva verso i **disturbi della ATM**.

Ha **valore empirico** perché non ancora oggetto di pubblicazione scientifica.

### ■ Valori medi sonno

S-MTI	<b>1,709%</b>	S-BTI	<b>0,417%</b>
S-MWI	<b>0,453%</b>	S-BWI	<b>0,196%</b>
		S-BPI	<b>0,343%</b>

### ■ Valori medi veglia

A-MTI	<b>15,336%</b>	A-BTI	<b>1,497%</b>
A-MWI	<b>3,810%</b>	A-BWI	<b>0,624%</b>
		A-BPI	<b>1,205%</b>